

# ALC – 3100.2

## Bilancia tecnica serie ALC

- **Regolazione / calibrazione** automatica tramite massa esterna da 2000gr in classe F1 (opzionale).
- **Display LCD** ad elevato contrasto di immediata lettura.
- **Tecnologia di pesata che assicura:**
  - velocità nelle pesate
  - robustezza
  - precisione ed elevata stabilità termica
- **Elevato confort** nell'utilizzo: tasti con conferma positiva dell'avvenuta pressione
- **4 filtri elettronici** per l'adattabilità della bilancia alle condizioni ambientali.
- **Alimentatore esterno** con il collegamento alla bilancia tramite spina angolare e classe di protezione 2.
- **Protezione** contro i sovraccarichi.
- **programmi applicativi** integrati :
  - commutazione tra diverse unità di peso
  - totale netto / seconda memoria di tara
  - conteggio di pezzi
  - pesate in percentuale
  - formazione della media
- **RS232-V24**, interfaccia di comunicazione per PC o per stampante

### Caratteristiche tecniche :

Campo di pesata	g	3100
Divisione di lettura	g	0,01
Riproducibilità	≤± g	0,01
Linearità	≤± g	0,02
Dimensioni del piatto	mm	Ø 150
Tempo di risposta	s	2,5
Peso bilancia con imballo	Kg	2,9

