

# ALC – 210.4

## Bilancia analitica serie ALC

- **Regolazione / calibrazione** automatica tramite massa esterna da 200gr in classe E2 (opzionale).
- **Tecnologia di pesata che assicura:**
  - velocità nelle pesate
  - robustezza
  - precisione ed elevata stabilità termica
- **4 filtri elettronici** per l'adattabilità della bilancia alle condizioni ambientali.
- **Paravento** completamente trasparente ed apertura delle porte ad elevata scorrevolezza
- **RS232-V24**, interfaccia di comunicazione per PC o per stampante
- **Protezione** contro i sovraccarichi.
- **Display LCD** ad elevato contrasto di immediata lettura.
- **Elevato confort** nell'utilizzo: tasti con conferma positiva dell'avvenuta pressione
- **Alimentatore esterno** con il collegamento alla bilancia tramite spina angolare e classe di protezione 2.
- **programmi applicativi integrati :**
  - commutazione tra diverse unità di peso
  - totale netto / seconda memoria di tara
  - conteggio di pezzi
  - pesate in percentuale
  - formazione della media

### Caratteristiche tecniche :

Campo di pesata	g	210
Divisione di lettura	g	0,0001
Riproducibilità	≤± g	0,0001
Linearità	≤± g	0,0002
Dimensioni del piatto	mm	Ø 80
Tempo di risposta	s	3
Peso bilancia con imballo	Kg	5,2

