

**FUNGILAB
FLUIDI SILICONICI
STANDARD PER
VISCOSIMETRIA**

**CERTIFICATI SECONDO STANDARD
INTERNAZIONALE BS EN ISO / INC 17025**



- Fluidi certificati secondo le norme internazionali ISO EN 17025
- I campioni di viscosità al silicone sono consigliati esclusivamente per l'uso con i viscosimetri rotazionali
- Necessari per controllare i risultati di viscosità ed eseguire la calibrazione dei viscosimetri
- I valori di viscosità sono dati con un riferimento a due differenti temperature (20 e 25°C)
- Tutti gli olii standard sono forniti con il loro corrispondente certificato di calibrazione
- Elenco dei Fluidi standard disponibili :

Codice	Standard con Viscosità Nominale (470 ml)	VISCOSITA' mPa*s (cP) @ 25°C
V12Z10	Mod.RT5	4.972
V12Z14	Mod.RT10	9.972
V12Z18	Mod.RT50	50.33
V12Z20	Mod.RT75	76.33
V12Z22	Mod.RT100	101.66
V12Z23	Mod.RT250	244.1
V12Z24	Mod.RT350	344.1
V12Z26	Mod.RT500	501.9
V12Z30	Mod.RT1000	1,019
V12Z34	Mod.RT5000	5,094
V12Z36	Mod.RT10000	10,061
V12Z38	Mod.RT12500	12,309
V12Z42	Mod.RT30000	30,240
V12Z46	Mod.RT60000	60,586
V12Z50	Mod.RT100000	99,565