

# Software Geass-Link per Balance



**COLLEGAMENTO  
BIDIREZIONALE**



## Descrizione

GEASS-LINK è un Software applicativo che opera in ambiente Windows® (98, 2000, XP, Vista, Windows 7) e consente il collegamento di un computer a bilance Industriali o da Laboratorio Sartorius, Mettler Toledo, Ohaus o di altri costruttori, tramite l'interfaccia seriale RS232. Il programma prevede l'Archiviazione di Articoli, Clienti, Operatori e di tutte le pesate effettuate con la registrazione di data e ora della misura (direttive GLP). Gestisce i Codici a barre degli articoli.

E' prevista inoltre la funzione di CONTEGGIO PEZZI con la memorizzazione in un database dei singoli articoli e del loro peso unitario. E' possibile l'importazione di articoli e clienti da un DATABASE in Excel® o Access®.

E' prevista anche la Stampa personalizzabile su Cartellini in A4 o su scontrini tipo fiscali con eventuale supporto adesivo. Tutti i dati memorizzati sono esportabili in EXCEL®.

Il protocollo di comunicazione viene interamente gestito dal programma GEASS-LINK e la gestione della pesata si effettua tramite delle semplici e intuitive maschere Windows che vengono di seguito descritte.

## Funzioni Principali

Acquisizione dati di pesata dalla bilancia come da maschera principale indicata nella figura sottostante

Funzioni di SETUP connessione bilancia (Baud, Stop, Bit, Parità ecc...) e scelta della porta

Gestione degli ARTICOLI tramite l'inserimento e il richiamo in un Database di campi come Codice e Descrizione

Gestione con database di Reparti interni, Operatori e Clienti

Possibilità di acquisire i dati ARTICOLO da un Database in Excel® o Access®

Funzione di CONTEGGIO PEZZI

Gestione delle IMPOSTAZIONI (Stampa cartellino di pesata, memorizzazione Tara bilancia ecc...)

Segnalazione dello stato di servizio della Connessione (Spia VERDE o ROSSA a Video)

Gestione codici a barre (Opzionale)

