



SCHEDA TECNICA PRODOTTO	MODELLO
<b>FRIGORIFERO CON DOPPIA VENTILAZIONE FORZATA</b>  	<b>HLQ 6681</b>
<b>Temperatura operativa regolabile</b>	+ 1° ... + 15° C
<b>Temperatura ambiente ammessa</b>	+ 18° ... + 43° C
<b>Indicazione temperatura</b>	Digitale – Display LED
<b>Precisione di lettura display</b>	+/- 1° C
<b>Sistema controllo temperatura</b>	PT 100 Indipendente
<b>Volume lordo in litri</b>	550
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento
<b>Ricircolo aria</b>	A doppia ventilazione forzata
<b>Dimensioni utili interne</b>	l. 625 x a. 1440 x p. 560 mm.
<b>Dimensioni di ingombro</b>	l. 765 x a. 2005 x p. 699 mm.
<b>Peso netto</b>	111 Kg.
<b>Alimentazione</b>	220 - 230 V
<b>Valore allacciamento</b>	250 W
<b>Consumo energetico</b>	1,20 kW/24h
<b>ACCESSORI DI SERIE</b>	4 griglie + 4 coppie di guide di supporto in acciaio cromonichel portata max. 60 kg. Piedini di posizionamento
<b>SICUREZZA</b>	Allarme ottico di variazione temperatura Refrigerante R 134 A - CFC/FC assenti Serratura integrata nel pannello di controllo
<b>STRUTTURA ESTERNA</b>	Acciaio al cromo-nichel , maniglia robusta, filtro polvere sostituibile di protezione al condensatore
<b>CAMERA INTERNA</b>	In acciaio al cromo-nichel, senza giunture, con canale di scarico integrato. Superfici arrotondate per una facile pulizia
<b>PORTA</b>	Reversibile, piena, chiusura automatica a -45° di apertura, apertura fissa a 90°
<b>ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA</b>	Registratore grafico della temperatura settimanale Allarmi ottici ed acustici di temperatura minima e massima con possibilità di collegamento a distanza
<b>Altri accessori</b>	Set di ruote per montaggio fisso con freno di stazionamento
<b>Codice Prodotto</b>	<b>JL HLQ 6681</b>
<p style="text-align: center;"><b>Garanzia 24 mesi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ISO 9001</b></p> <p style="text-align: center;"></p>	