

# Sartorius Extend.

## Il nuovo standard per i lavori di routine nel laboratorio.

### Modello ED224S



#### Tecnologia, facile utilizzo e particolarità.. in un colpo d'occhio

- Grande display LCD retroilluminato per un'immediata lettura in qualsiasi condizione di luminosità. Caratteri grandi 15 mm .
- Peso interno motorizzato per la regolazione/calibrazione. Massima precisione con la semplice pressione di un tasto.
- Nuova interfaccia utente con menu operativo completamente testuale. 5 lingue selezionabili, navigazione tramite semplici tasti cursori.
- Tecnologia avanzata con microprocessore di ultima generazione. Maggiori prestazioni, velocità di lettura più rapide con miglior stabilità.
- Sistema di pesata a tecnologia monolitica che garantisce velocità nelle pesate, robustezza, precisione ed elevata stabilità termica.
- Posizione frontale della bolla di livello, direttamente a lato display per un facile posizionamento della bilancia.
- Paravento stabile e di grandi dimensioni, per una luminosità ottimale della camera di pesata. Le porte mobili ad elevata scorrevolezza e tutte le parti in acciaio inox, sono facilmente rimovibili per una facile pulizia.
- Interfaccia di comunicazione RS232C bidirezionale ; connessione USB tramite un cavo Sartorius (opzionale).
- Protocollo di stampa ISO/GLP configurabile in conformità ai criteri di rintracciabilità, collegando la stampante YDP03-OCE (opzionale).
- Programmi applicativi integrati : funzione matematica-calcolo per un fattore, pesata in percentuale, formulazione totale-netto, pesata animali (peso medio), commutazione tra 4 unità di peso, somma di pesate. Il display indica il simbolo corrispondente alla funzione applicativa attivata.

Divisione di lettura	0,1 mg
Campo di pesata	220 g
Dimensioni del piatto	Ø 90 mm
Tempo di risposta	2 s
Dimensioni della bilancia (LxPxH)	230x303x330 mm
Dimensioni della camera di pesata (LxPxA)	173x176x240 mm
Altezza sopra il piatto di pesata	230 mm
Riproducibilità	<=± 0,1 mg
Linearità	<=± 0,2 mg



Stampante



SartoConnect

Accessori a richiesta	Codice
Stampante con data, ora e funzione statistica	YDP03-OCE
Programma di trasferimento dati SartoConnect con cavo di connessione ad interfaccia RS-232C, lunghezza 1 m.	YSC01L
Cavo (lunghezza: 1.8m) per connettere una bilancia da laboratorio Sartorius con uscita dati RS232C e connettore D-Sub 25 poli femmina a un PC con porta USB.	YCC01-USBM2