

Bilance di precisione Talent TE4101



Caratteristiche standard.

- Piatto di pesata in acciaio inox
- Ampio display LCD a forte contrasto
- Grande comfort d'utilizzo grazie a tasti a pressione con chiara indicazione della funzione attivata e a 2 tasti tara.
- Programmi applicativi integrati: conteggio, pesata in percentuale, formulazione totale netto, calcolo del valore medio e commutazione tra 2 diverse unità di misura
- Funzionamento a batteria (8 x batterie mignon, AA, 1,5 V) o funzionamento a rete (alimentatore AC già incluso nella fornitura)
- Interfaccia dati RS 232C bidirezionale
- Documentazione della calibrazione e regolazione e dei valori di pesata in conformità alle norme ISO/GLP e in combinazione con la stampante YDP03-OCE
- 4 livelli digitali di filtraggio per adattare la bilancia alle condizioni sul luogo di installazione
- Protezione meccanica del sistema contro gli urti laterali e i sovraccarichi
- Costruzione robusta, dimensioni compatte ed elevata tecnologia

Divisione di lettura	0,1 g
Campo di pesata	4100 g
Dimensioni del piatto	174x143 mm
Tempo di risposta	1,5 s
Dimensioni della bilancia (LxPxH)	200x270x70 mm
Riproducibilità	$\leq \pm 0,1$ g
Linearità	$\leq \pm 0,2$ g



Stampante



SartoConnect

Accessori a richiesta	Codice
Stampante con data, ora e funzione statistica	YDP03-OCE
Programma di trasferimento dati SartoConnect con cavo di connessione ad interfaccia RS-232C, lunghezza 1 m.	YSC01L
Peso per la regolazione / calibrazione esterna: 2000 g, classe F2	YCW6248-00
Batteria esterna ricaricabile	YRB08Z
Valigetta di trasporto	YDB01TE
Copertina di protezione	6960TE03