

YDP20 - OCE
Stampante ad aghi con display LCD e funzione di calcolo statistico


Stampante ad aghi per carta normale con 24 caratteri per linea. Contiene un orologio e datario con memoria tramite batteria ricaricabile fino ad un periodo massimo di 4 settimane. L'ora e le funzioni vengono visualizzate sul display LCD a 4 digit

La data viene espressa a 4 digits in conformità all'anno 2000 secondo i requisiti del B.S.I.,

Completa dei seguenti tasti funzionali:

- Numeratore ON/OFF
- Form feed
- Date/time
- Tasto Cursore per menù operatore
- Clear Numerator
- PRINT key
- Stampa Statistiche

Caratteristiche tecniche:

La stampante è collegabile a	: tutte le bilance Sartorius di nuova e vecchia generazione (per le bilance con elettronica tipo MP8-1, MP8- 2 con Data Input, gli analizzatori 7393.../ YDU01L e alcune bilance industriali richiede l'opzione dell'alimentatore esterno 6971412).
Caratteri per linea	: massimo 24
Velocità di stampa	: 2,5 linee per secondo (circa)
Caratteri	: matrice di stampa 5x8, ASCII e applicazioni speciali.
Tasti di funzione	: avanzamento carta, data, statistica, stampa, numeratore e canc.
Numerazione delle pesate	: da 001 a 999
Dimensioni (LxPxH)	: 155x215x75 mm
Alimentazione	: diretta dalla bilancia (12 VDC) : oppure con alimentatore esterno 6971412 (opzionale)

La stampante se collegata alle bilance e ai terminali di lettura Sartorius di nuova fabbricazione, produce un protocollo di stampa a norme GLP / GMP.

Equipaggiamento di serie:

- interfaccia RS232C-S / V24-V28
- cavo di collegamento
- 4 batterie Nickel-Cadmium
- un rotolo di carta da 50 metri
- marchio "CE"