

MS-D Agitatore ARGOLab magnetico digitale

Codice: 22002003



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Accuratezza velocità di agitazione | ±1 rpm |
| Alimentazione | 220 V |
| Dimensioni (L x P x A) | 260 x 150 x 80 mm mm |
| Frequenza | 50 / 60 Hz |
| Garanzia | 2 anni |
| Grado di protezione IP | 42 IP |
| Indicazione velocità | Digitale via display LED |
| Lunghezza Max ancoretta magnetica | 25 mm |
| Nome | MS-D |
| Peso | 1.8 kg |
| Piattello di lavoro - Dimensioni | 135 mm |
| Piattello di lavoro - Materiale | Nylon+GF |
| Potenza assorbita | 15 W |
| Potenza input motore | 5 KW |
| Potenza output motore | 3 KW |
| Umidità di lavoro | 80 %RH |
| Velocità di agitazione | 200 - 1500 rpm |
| Volume di agitazione | 3 L |