



Agitatore Heidolph Multireax per provette compatto e semplice da utilizzare. Velocità di agitazione omogenea va da 150 - 2,500 rpm, garantendo risultati di miscelazione ottimali.

Frequenza regolabile 150 – 2000 1/min. Dispone di un sistema di blocco in caso di surriscaldamento dello strumento, evitando anomalie durante il ciclo di lavoro e sui campioni d'analizzare. Utilizzabile con temperature comprese tra 0 e 50 °C (con 80% di umidità relativa).

Dotato di timer di processo digitale, che consente operazioni non presidiate, da impostare manualmente da 1 a 999 minuti. Trascorso il ciclo di lavoro impostato l'operatore viene avvertito da un segnale acustico ed il ciclo di lavoro si interrompe autonomamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento	Vibrante
Frequenza di rotazione	150 – 2000 1/min
Velocità di rotazione	150 - 2,500 rpm
Orbita	3mm
Capacità massima di carico	1,5Kg
Protezione da surriscaldamento	Automatica
Protezione	IP30