



Agitatore per provette Heidolph Reax Control, adatto per laboratorio di ricerca ed analisi, ricerca e sviluppo e laboratori didattici.

Compatto, semplice da utilizzare, indispensabile per scuotere velocemente le provette, la velocità di agitazione omogenea va da 150 - 2,500 rpm garantendo risultati di miscelazione ottimali anche su campioni molto viscosi.

Alloggiamento adatto per provette con diametro da 20mm. Strumento in ghisa dotato di piedini di appoggio conici, che garantiscono un'alta stabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento	Vibrante
Frequenza di rotazione	150 – 2000 1/min
Velocità di rotazione	150 - 2,500 rpm
Orbita	3mm
Capacità massima di carico	1,5Kg
Protezione da surriscaldamento	Automatica
Protezione	IP30