

# byko-spectra *mini*

Per la valutazione generale del colore di piccoli campioni la cabina luce byko-spectra *mini* offre i seguenti benefici:

- Confronto di standard e campione in ambiente a colore neutro
- Tre diverse sorgenti luminose:
  - luce diurna D65
  - lampada a incandescenza A
  - lampada fluorescente CWF o TL84
- Facile utilizzo con interruttore singolo per ogni sorgente luminosa
- Può essere montato in pochi minuti senza utensili
- Design compatto per misure economiche di grandi campioni
  - per il laboratorio e la produzione



## Norme

<b>ASTM</b>	D 1729
<b>ISO</b>	3668 (accessorio richiesto)

## Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
<b>CV-6043</b>	byko-spectra <i>mini</i>
<b>CV-6041</b>	byko-spectra <i>mini</i>
<b>CV-6040</b>	byko-spectra <i>mini</i>
<b>CV-6042</b>	byko-spectra <i>mini</i>

### Dotazione standard:

byko-spectra *mini*  
3 sorgenti luminose: D65, A, CWF o TL84  
manuale operativo

## Specifiche tecniche

Tensione	D65	A	CWF	TL84
230 V, 50 / 60 Hz	X	X		X
230 V, 50 / 60Hz	X	X	X	
115 V, 50 / 60Hz	X	X	X	
115 V, 50 / 60 Hz	X	X		X
<b>Dimensioni</b>	46 x 52 x 34 cm			
<b>Spazio per la misura</b>	33 x 46 x 25 cm			
<b>Peso</b>	10 kg			

## Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
<b>CV-6045</b>	Kit di lampade di ricambio TL84
<b>CV-6044</b>	Kit di lampade di ricambio CWF
<b>CV-6050</b>	Kit di lampade di ricambio TL84
<b>CV-6049</b>	Kit di lampade di ricambio CWF
<b>CV-6059</b>	Set di pannelli da inserire per ISO 3668 (incluse pareti laterali, parete di fondo e parete a terra)

## Accessori

Tensione	D65	A	CWF	TL84
230 V	X	X		X
230 V	X	X	X	
115 V	X	X		X
115 V	X	X	X	

**Nota:** Si raccomanda di sostituire le lampade ogni 2500 ore.