

Pipettatore Argo - Filler 3



- Leggero, impugnatura ergonomica per un uso rilassato senza “crampi” alla mano
- Per pipette in vetro o in plastica da 1 a 100 ml
- Otto velocità selezionabili e livello di carica della batteria con visualizzazione a display LCD
- Imboccatura completamente autoclavabile
- Fermapiette in silicone con filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Stativo da banco e porta strumento da parete
- Alimentatore a rete per la ricarica delle batterie
- 1 filtro di ricambio.



Stativo

*Doppio posizionamento,
consente la ricarica della
batteria*

Display

*Con indicazione di velocità
e carica della batteria*



Dati Tecnici

Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia plastica che vetro
Modo operativo e velocità	8 velocità di aspirazione/dosaggio regolabili, possibile “uso gravità”
Peso	200 g
Batterie	Ioni di litio 3,6 V ricaricabili
Alimentazione elettrica	220 V /50-60Hz – 4,2 V /500 mA
Materiale costruttivo	ABS con imboccatura in PP, fermapiette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm

Codici

15100053	Pipettatore Argo-Filler 3 completo di supporti, alimentatore a rete per la ricarica e un filtro di ricambio
15000573	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi



Imboccatura e fermapietta
*Fermapietta in silicone e
imboccatura autoclavabile*

DISTRIBUITO DA:

Distributore Autorizzato:
Geass S.r.l.
Torino
Tel.:011.22.91.578
info@geass.com
www.geass.com

GARANTITO DA:

GIORGIO-BORMAC
S.r.l.

