



*Stereomicroscopio, con braccio fisso, 10x-30x, pannello touch, con batterie ricaricabili*

<b>Metodo di osservazione - Luce trasmessa</b>	Campo chiaro	Sì
<b>Metodo di osservazione - Luce incidente</b>	Campo chiaro	Sì
<b>Testata</b>	Tipo	Binoculare
	Materiale	Stampo plastico / Alluminio
	Inclinazione	45°
	Rotazione a 360 °	Sì
	Distanza interpupillare (mm)	53-75
	Regolazione diottrica	Su entrambi i tubi
	Vite di fissaggio per oculari	Sì
	Diametro interno del tubo (mm)	30.5
<b>Oculari</b>	Indice di campo (mm)	20
	Ingrandimento	10x
	Scala micrometrica	Opzionale
	Diametro del micrometro in vetro (mm)	20
	Paraocchi in gomma	Sì
<b>Obiettivo</b>	Sistema ottico	Greenough
	Trattamento anti-fungo	Sì
	Tipo di obiettivo	Acromatico
	Distanza di lavoro (mm)	76
	Ingrandimenti standard	10x, 30x (torretta rotante)
<b>Sistema di messa a fuoco</b>	Tipo	Macrometrica
	Corsa totale macrometrica (mm)	37
	Tensione regolabile	Sì
<b>Stativo</b>	Tipo	Braccio fisso
	Maniglia di trasporto	Sì
<b>Base</b>	Disco vetro smerigliato per ill. trasmessa	Sì, diametro 60 mm
	Disco di contrasto nero / bianco per ill. incidente	Sì, diametro 60 mm
	Clip per campioni	Sì

<b>Illuminazione trasmessa</b>	Tipo	LED
	Potenza sorgente luminosa (W)	1
	Controllo della luminosità	Pannello touch
	Durata (ore)	> 65,000
	Temperatura (K)	6,300
	Max. potenza richiesta (W)	1,5

<b>Illuminazione incidente</b>	Tipo	LED
	Potenza sorgente luminosa (W)	1
	Controllo della luminosità	Pannello touch
	Durata (ore)	> 65,000
	Temperatura (K)	6,300
	Max. potenza richiesta (W)	1,5

<b>Alimentatore per illuminazione</b>	Tipo	Interno
	Connettore per microscopio	C13 plug
	Tipo di spina di alimentazione	Schuko
	Tensione di ingresso	110/240 Vac, 50/60 Hz
	Indicatore LED	Sì
	Batterie ricaricabili	Sì
	Tipo di batteria	Ni-MH
	Durata carica delle batterie (ore)	8
	Tempo di ricarica delle batterie (ore)	8

<b>Accessori inclusi</b>	Copertina parapolvere	Sì
	Strumento di regolazione della tensione	Sì
	Manuale utente	Versione digitale (scaricabile)

<b>Informazioni aggiuntive</b>	Altezza massima del campione (mm):	32
--------------------------------	------------------------------------	----

<b>Dimensioni del prodotto</b>	Altezza totale (mm)	288
	Altezza base (mm)	45
	Larghezza base (mm)	183
	Profondità base (mm)	205

<b>Peso del prodotto</b>	(kg)	1,9
--------------------------	------	-----

Distribuito da:  
**Geass s.r.l**  
Via Ambrosini 8/2 - Torino  
Telefono: 011.22.91.578  
Email: info@geass.com  
Sito: www.geass.com