



Modello:
ST-30FX

Tipologia:
STEREOMICROSCOPIO DIDATTICO

Descrizione:
Stereomicroscopio per applicazioni didattiche e di routine.

Testa	Binoculare, inclinata 45°, fissa. Compensazione diottrica sul tubo oculare sinistro. Regolazione distanza interpupillare tra 53 e 75 mm.
Oculari	Wide Field, WF 10x/20.
Obiettivi	2x – 4x selezionabili. Distanza di lavoro: 57 mm.
Stativo	Colonna fissa con meccanismo di fuoco.
Messa a fuoco	Tramite pignone e cremagliera, controllati da una coppia di manopole poste ai lati del microscopio.
Tavolino	Dotato di disco semi-trasparente per luce trasmessa e pinzette ferma-preparato.
Illuminazione	Doppio illuminatore per luce incidente e trasmessa dotato di due led da 1 W di estrema luminosità. Alimentatore esterno: Input 110/240 Vac, 50/60 Hz; Output 12 Vdc 500 mA. Potenza massima: 2.5 W.
Dimensioni	ALTEZZA: 305 mm LARGHEZZA: 116 mm PROFONDITÀ: 215 mm PESO: 2 kg
Accessori inclusi	Manuale e copertina anti-polvere.

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site :www.geass.com