



SPECIFICHE TECNICHE TABLET

Modello:

TB-3W

Tipologia:

TABLET PC CON CAMERA INTEGRATA

Descrizione:

Tablet PC con Camera Integrata.

Tablet PC con sistema rimovibile OPTIKA.

Modello	Tablet 10.1"
Sistema Operativo	Windows 10 32-bit
Lingua	Multilingue già installato
CPU	Intel® Atom™ Z3735F, Quad core (4 Core)
Velocità CPU	1,83 GHz
Scheda grafica	Intel® HD Graphics 3D Accelerator
Memoria	Ram 2,048 GB DDR3L
LCD display	LED 10.1" IPS Multi Touch Screen
LCD risoluzione	1280x800, 16/10 (WXGA)
Hard Disk	Hdd 32GB
Rete	Wireless Bluetooth 4.0
Porte input/output	USB - Microfono - Lettore Micro SD Card - HDMI - Cuffie
Pulsanti di controllo	Auto rotate off, controllo Volume
Tipologia batterie	Batterie Lithium-ion, 2x cell
Capacità batterie	6000 mAh
Massimo consumo	18 W
Connessione al carico	Alimentatore 7,5V 2A
Dimensioni	Profondità 10,5 mm, altezza 17,4 cm, larghezza 25,7 cm
Peso	600 g
Cavi inclusi	OTG cable (Micro USB-B a USB-A)
Accessori inclusi	Manuale d'uso, tastiera con touchpad, touch pen.

SPECIFICHE TECNICHE TELECAMERA

Risoluzione camera digitale	3,14 MegaPixels
Risoluzione camera analogica	NO
Segnale in uscita	USB 2.0
Segnale audio	NO
Sensore	1/2"
Tipologia sensore	CMOS
Formato immagine	4/3
Immagine dimensione intera	2048 x 1536
Dimensione pixel	3,2 x 3,2 micron
Frame rate massima risoluzione	6,5 frames/sec (2048x1536)
Frame rate altre risoluzioni	28 frame/sec (1024x768) 55 frames/sec (640x480)
Sensibilità	1,0 V/Lux-second (550 nm)
S/N ratio	43 dB
Range dinamico	61 dB

Tempo esposizione massimo	0,5 sec
ADC conversion	8 BIT
Risoluzione colore	8 BIT
Memoria interna	NO
Alimentazione esterna	NO
External camera power	PC USB
Sistema raffreddamento	NO
Alimentazione esterna raffreddamento	NO
Filtro IR interno	700 nm
Bilanciamento Bianco Automatico	Auto / Man
Controllo Automatico del Guadagno	Auto / Man
Controllo Automatico Luce fondo immagine	Auto / Man
Controllo Esposizione	Auto / Man
Connessione C-Mount	SI
Connessione CS-Mount	NO

ACCESSORI

Anellino C-Mount	NO
Adattatori ottici	0,5x (per oculari 23mm), questo permette al Tablet di ruotare a 360°
Adattatori per biologici mono e binoculari	NO
Vetrino di calibrazione	SI
Sempre incluso	Cavo USB 0.5 m

SPECIFICHE SOFTWARE

Software fornito	Optika Vision Lite
Tipo Driver	Optika driver, TWAIN
Specifiche di cattura	Bilanciamento bianco in continuo, Auto Expo in continuo, dimensione immagine, acquisizione immagine, acquisizione video compressi
Parametri di controllo	Dimensione immagine, luminosità, guadagno, tempo esposizione, colori, monocromi, potenziamento colore, flip, velocità.

SPECIFICHE GENERALI CAMERA

Temperatura ambiente di lavoro	Da +0 a +60°C
Temperatura di conservazione	Da -20 a +70°C
Umidità relativa	Da 45% a 85%
Dimensioni	Altezza: 5,5cm Diametro: 7cm Altezza compreso adattatore: 10cm
Peso	220 gr

Distributore Autorizzato:
Geass S.r.l.
Torino
Tel.:011.22.91.578
info@geass.com
www.geass.com