


Controllore *ultra*FACE

UL100CT



Schermo touch



Uscita USB



Stato real-time
del sistema



Storico di
parametri e allarmi



Allarme
remotizzabile



Triplo livello
di sicurezza



Stato batteria
monitorato



Interfaccia
multilingua

FUNZIONI

L'ultraFACE è progettato per gestire accuratamente i parametri di apparecchiature sofisticate, come gli ultra congelatori.

Il display è completamente touch e permette il pieno controllo e la costante osservazione di tutti gli apparati dell'ultra congelatore.

Ad esempio, è possibile monitorare lo stato di salute delle batterie interne, che permettono al display di rimanere sempre acceso in assenza di rete elettrica.

Inoltre, è possibile visionare e scaricare tramite USB tutti i dati riguardanti allarmi attivati e prestazioni della macchina.

Il controllore dispone di un sistema di tripla sicurezza che assicura l'inviolabilità dei dati e annulla la possibilità di controllo non autorizzato da parte di elementi esterni.

Distribuito da:

Geass s.r.l
Via Ambrosini 8/2 - Torino
Telefono: 011.22.91.578
Email: info@geass.com
Sito: www.geass.com