

M2-A

Agitatore analogico riscaldato



Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante

Specifiche

- Motore a controllo di velocità elettronico
- Motore senza spazzole per una lunga durata
- Velocità costante anche durante i cambi di carico
- Sistema elettronico di controllo velocità
- Piastra riscaldante in Acciaio inox
- Accurata regolazione del riscaldamento
- Protezione contro sovratemperature di 350 °c

Agitatore magnetico riscaldato Temperatura max 340 °C

Caratteristiche

Diametro Piastra di appoggio	135 mm
Capacità max agitazione (H2O)	lt 20
Classe di protezione	IP 42 (secondo DIN EN60529)
Motore	Senza spazzole
Indicazione velocità	Analogica
Dimensioni (L x P x A)	mm 280x160x65
Peso	Kg 2.8
Potenza Assorbita	530 W
Ancoretta magnetica max	80 x 10 mm
Temperatura piastra	Regolabile - max 340 °C
Velocità variabile	0...1500 Rpm

Le caratteristiche indicate potrebbero subire modifiche senza preavviso