

M2-D Pro

Agitatore digitale riscaldato



Agitatore magnetico digitale con piastra riscaldante

Specifiche

- Motore a controllo di velocità elettronico
- Motore senza spazzole per una lunga durata
- Display LDC con indicazione temperatura impostata e indicazione in continuo della velocità di agitazione
- Velocità costante anche durante i cambi di carico
- Sistema elettronico di controllo velocità
- Piastra riscaldante in Acciaio inox
- Accurata regolazione del riscaldamento
- Protezione contro sovratemperature di 350 °c

Agitatore magnetico riscaldato Temperatura max 340 °C

Caratteristiche

Velocità variabile	0...1500 Rpm
Temperatura piastra	Regolabile T.amb. - 340 °C
Accuratezza	±1°C con sensore interno ±0,2°C con sensore esterno
Diametro Piastra di appoggio	135 mm
Capacità max agitazione (H2O)	lt 20
Classe di protezione	IP 42 (secondo DIN EN60529)
Motore	Senza spazzole
Indicazione velocità	Digitale in continuo
Indicazione Temperatura	Digitale della temperatura impostata
Ingresso sensore esterno	PT1000
Dimensioni (L x P x A)	mm 280x160x65
Peso	Kg 2.8
Potenza Assorbita	530 W
Ancoretta magnetica max	80 x 10 mm

Le caratteristiche indicate potrebbero subire modifiche senza preavviso