

Incubatore con agitatore

da +5 °C sopra temperatura ambiente a +60 °C

SKI 4



SKI 4



Lo SKI 4 combina in un unico strumento due tipiche operazioni di laboratorio: lo scuotimento e l'incubazione dei campioni. Unendo la comodità di un incubatore con design da banco e un agitatore a scuotimento, è l'ideale per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione e altre numerose applicazioni di laboratorio.

Lo SKI 4 viene fornito con un ripiano standard dotato di molle flessibili in grado di alloggiare diversi tipi di beute, becker e provette con capacità differenti.

| Incubatore con agitatore | SKI 4 |
|---|--|
| Temperatura max. / Risoluzione | +60 / 0,1 °C |
| Omogeneità temperatura a 37 °C | ± 0,5 °C |
| Variatione temperatura a 37 °C | ± 0,1 °C |
| Timer | 99:59 hh:min e ∞ |
| Tipo di ventilazione | Forzata |
| Velocità | 40...300 rpm |
| Ampiezza orbita | 20 mm |
| Capacità (ripiano standard) | 7 beute da 500 ml / 4 beute da 1000 ml |
| Area utile di lavoro (ripiano standard) | 320 x 320 mm |
| Classe di sicurezza | 3.1 |
| Potenza installata | 500 W |
| Dimensioni esterne (L x A x P) | 500 x 470 x 610 mm |
| Spessore / materiale cupola | 8 mm / plexiglass |
| Peso | 40 kg |
| Sistema sicurezza sovratemperatura | sì |
| Controllo sicurezza apertura porta | sì |
| Codice | 41102012 |



Supporto forato per clips con 9 clips per beute da 500 ml

| Codice | Descrizione |
|-----------------|--|
| 41102112 | Supporto forato per fissaggio clips |
| 41102132 | Clips a molla per beute da 100 ml (max 16 per supporto) |
| 41102142 | Clips a molla per beute da 200 / 250 ml (max 9 per supporto) |
| 41102152 | Clips a molla per beute da 500 ml (max 9 per supporto) |
| 41102162 | Clips a molla per beute da 1000 ml (max 4 per supporto) |

Distributore Autorizzato:

Geass S.r.l.

Torino

Tel.:011.22.91.578

info@geass.com

www.geass.com

