

# CENTRIFUGA R-5S

## Completa di ROTORE e Portaprovette

Codice: 40000022



## SCHEDA TECNICA

### Normative applicate

Normative

2006/95/EC; 2004/95/EC; EN61010-1; EN61010-2-020;  
EN61326-1

### Prestazioni

Capacità massima con rotore angolo fisso	12 x 15 ml
Rampe di decelerazione	lenta o rapida
RCF massima angolo fisso	4280 x g
Rumorosità	=53 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso	5250 rpm

### Caratteristiche

Controllo sbilanciamento carico	Si
Sistema di controllo	A microprocessore e display digitale
Timer	1÷ 60 min
Tipo di motore	Ad induzione senza spazzole

### Alimentazioni

Alimentazione	220 Volt ±10% - 50Hz
Consumo	325 W
Max Ampere	1,6 A

## Dimensioni e Peso

---

Altezza di accesso alla camera	295 mm
--------------------------------	--------

DS\_40000022\_rev.4\_09-04-2020

Pagina 1 / 2

Dimensioni (LxPxA)	330 x 370 x 280 mm
--------------------	--------------------

Dimensioni altezza da aperta	570 mm
------------------------------	--------

Peso	24 Kg
------	-------

Peso con imballo (escluso rotore)	30 Kg
-----------------------------------	-------

---

Distribuito da:

Geass s.r.l  
Via Ambrosini 8/2 - Torino  
Telefono: 011.22.91.578  
Email: info@geass.com  
Sito: www.geass.com