



Centrifuga R-5S Basic



- ❖ La centrifuga per l'utilizzatore che non ha esigenze particolari.
- ❖ Per chi, nell'uso quotidiano, vuole una operatività ridotta e semplificata.
- ❖ Quando è richiesta affidabilità e robustezza.
- ❖ Minimo ingombro, si adatta a qualsiasi spazio in laboratorio.



- Ideale per:
- ❖ Laboratori di scuole
 - ❖ Reparti di produzione
 - ❖ Laboratori di controllo
 - ❖ Test e analisi di routine





Centrifuga R-5S Basic



Caratteristiche R-5S

- ❖ Completa di rotore R-83A 12x15ml ad angolo fisso e provette in plastica da 15ml
- ❖ Manopole e display digitale luminoso
- ❖ Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso
- ❖ Camera di centrifugazione in metallo verniciato di facile accessibilità
- ❖ Interfaccia intuitiva di semplice lettura
- ❖ Bloccaggio automatico del coperchio
- ❖ Motore a induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, senza manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente di lavoro sano e sicuro
- ❖ Costruzione estremamente compatta con materiali di qualità per una lunga durata di esercizio
- ❖ Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio



Specifiche tecniche

Capacità	Angolo fisso 12 x 15 ml
Velocità massima	5.250 giri/min.
RCF massima	4.280 x g
Timer	Da 1 a 60 min o continuo
Tipo di frenata	Rapida o lenta
Sistema di trasmissione	Diretto
Tipo di motore	A induzione senza spazzole
Rumorosità	53 dB
Tensione di alimentazione	220 Volt $\pm 10\%$ - 50Hz
Standard Sicurezza	EN 60950 - EN 60825 EMC EN 55022, Class B EN 50082-1, con : EN 61000-4-2 (IEC 801-2) EN 61000-4-2 (IEC 801-3) EN 61000-4-2 (IEC 801-4)
Direttiva	89/336/EEC
Altezza	280 mm
Larghezza	330 mm
Profondità	370 mm
Peso	24 Kg
Codice Centrifuga R-5S	40000022

GARANTITO DA:



Produttore certificato ISO

