

# Verigo POD PROBE CRYO

## Data Logger

### Temperatura- Sonda Esterna

Codice: 70200313



## SCHEMA TECNICA

### Prestazioni

Accuratezza temperatura	$\pm 0,50^{\circ}\text{C}$ ( $-35^{\circ}\text{C}$ ... $-20^{\circ}\text{C}$ ); $\pm 0,35^{\circ}\text{C}$ ( $-20^{\circ}\text{C}$ ... $+20^{\circ}\text{C}$ ); $\pm 0,50$ ( $+20^{\circ}\text{C}$ ... $+40^{\circ}\text{C}$ ); $\pm 0,70$ ( $+40^{\circ}\text{C}$ ... $+80^{\circ}\text{C}$ ); $\pm 3,90$ nel resto del campo
Frequenza di comunicazione	2,45 GHz (Bluetooth)
Intervallo di registrazione in memoria	Da 1 min a 18 h
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 100 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	- 200 °C
Risoluzione	0,01 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+60 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	-20 °C
Tempo di risposta	~ 5 min al 90 % della variazione

### Caratteristiche

Compliance	CE, FCC
Copertura radio	Fino a 30 m
Grado di protezione IP	IP65
Interfacce di comunicazione	Pulsante multifunzione, LED
Lunghezza del cavo	2 metri
Memoria	40.000 misure

## Alimentazioni

---

Alimentazione a batterie	Batteria al litio 3V (non rimovibile)
Durata batterie	da 2 a 4 anni

## Dimensioni e Peso

---

Dimensioni (LxPxA)	97 x 43 x 13 mm
Peso	~ 62 g

Distribuito da:  
Geass s.r.l  
Via Ambrosini 8/2 - Torino  
Telefono: 011.22.91.578  
Email: info@geass.com  
Sito: www.geass.com