


Carte per pennello

Fatte di carta pesante e rigida; usate soprattutto per applicazioni informali a pennello. Lo spessore è circa il doppio di quello delle altre carte per dare una maggiore robustezza ed un più facile maneggiamento.



N° di cat.
2856

N° di cat.
2857

N° di cat.
2858



Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
2856	byko-chart per pennello 5DX
2857	byko-chart per pennello 2DX
2858	byko-chart per pennello WDX

Specifiche tecniche

Rivestimento	Dimensioni	Q.tà/Confezione
Laccate	100 x 152 mm	500
Laccate	100 x 152 mm	500
Laccate	100 x 152 mm	500

Carte bianche vuote

Queste carte sono bianche vuote e laccate su un lato (eccetto 2835) con nessun testo o etichetta in cima. La 2835 è una carta non laccata con uno spessore nominale di 0,38 mm. Le carte Chromolux sono adatte per la determinazione del punto di bianco. Le carte Chromolux hanno una superficie molto liscia ed alto gloss, ottenuta dopo aver pressato la carta contro una piastra calda metallica.



Bianche vuote

Save!

RISPARMI fino al 30%
se acquisti 4 o più confezioni!



Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
2827	byko-chart bianche vuote WB*
2828	byko-chart bianche vuote WH
2825	byko-chart bianche vuote WG
2826	byko-chart bianche vuote WA*
2837	byko-chart bianche vuote WK
2835	byko-chart bianche vuote NWK*
2891	byko-chart Chromolux
2892	byko-chart Chromolux
2893	byko-chart Chromolux

Specifiche tecniche

Rivestimento	Dimensioni	Q.tà/Confezione
Laccate	193 x 288 mm	250
Laccate	286 x 438 mm	125
Laccate	76 x 140 mm	1000
Laccate	140 x 254 mm	250
Laccate	218 x 288 mm	250
Non laccate	193 x 288 mm	250
Chromolux	283 x 438 mm	250
Chromolux	210 x 297 mm	250
Chromolux	148 x 210 mm	200

* Queste carte hanno un foro di 6 mm, centrato a 5 mm dal bordo superiore.

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 – info@geass.com - web site : www.geass.com