

TERMOMETRO A INFRAROSSI SANITARIO SENZA CONTATTO IF311



Termometro IF Sanitario

Termometro Digitale Portatile Tecnologia a Infrarossi per misure senza contatto in ambito Sanitario, con selettore per la misura della temperatura generica o del corpo umano (Body mode). Impostazione di una Soglia di allarme ACUSTICO e VISIVO (su display) quando si supera la temperatura impostata. Utilizzabile per misure di temperatura umana senza contatto per evitare contaminazioni batteriche o da virus.

CARATTERISTICHE

RANGE DI MISURA IF SENZA CONTATTO GENERICA	0 ÷ 60 °C
RANGE DI MISURA IF SENZA CONTATTO CORPO UMANO	32.0 ÷ 42.0 °C
DISTANZA DI MISURA	5 ÷ 15 cm
EMISSIVITA'	Fissa 0,95
PRECISIONE BODY MODE	According to ASTM Standard E1965-1998 (2003)
ACCURATEZZA BODY MODE	± 0.3 °C

Display LCD Retroilluminato
Alimentazione: 2 X Pile AA Size (Stilo)
Dimensioni: 149 x 77 x 43 mm.
Peso: 172 g circa

Nota: Per Maggiori Dettagli Riferirsi al Manuale Operativo



Il prodotto è conforme con:
CE Medical Devices Directive 93/42/EEC Type B Equipment
FCC Part 15 Subpart B:2007/Radio Frequency Devices IC Regulation
ICEC-003:2004 Interference-causing Equipment Standard-Digital Apparatus