

F80

Agitatore riscaldato digitale



Agitatore elettromagnetico riscaldato digitale con attacco per termometro

Specifiche

- Struttura in lega di alluminio
- Verniciatura a forno antiacido
- Sistema elettronico di controllo velocità
- Piastra riscaldante in alluminio per una migliore diffusione del calore
- Termometro digitale e sonda PT100

Agitatore magnetico riscaldato max 350 °C

Caratteristiche

Diametro Piastra di appoggio	150 mm
Capacità max agitazione (H₂O)	lt 20
Classe di protezione	IP 41
Classe di sicurezza	0
Connettore termometro	Si
Dimensioni	mm 190x245x115
Foro per aste	Si
Peso	Kg 2.5
Potenza motore	W 20
Potenza riscaldante	W 400
Precisione sulla piastra	°C ±3
Temperatura piastra	+50 to +350 °C
Velocità variabile	Rpm 100-1800

Le caratteristiche indicate potrebbero subire modifiche senza preavviso