



# GEASS

INSTRUMENTS & SERVICE



Servizio di Assistenza Tecnica  
Calibration Service



## Servizio Assistenza Tecnica Manutenzioni e Riparazioni Servizio di Calibration Service

Il punto di forza e di eccellenza aziendale, a cui teniamo particolarmente è il nostro Centro di Assistenza Tecnica.

Il nostro Service, ha uno standard molto elevato, con tecnici qualificati, aggiornati presso i principali costruttori europei, e con un costante controllo del servizio attraverso il nostro Sistema di gestione della Qualità certificato ISO 9001.

L'attività viene svolta presso i nostri clienti o all'interno dei nostri laboratori attrezzati. Il Servizio di Assistenza Tecnica è completo, dalle Riparazioni della strumentazione ai Contratti di Manutenzione, Assicurativi e di Taratura.

Gli strumenti utilizzati per il "Calibration Service" sono tutti certificati ACCREDIA

Il nostro servizio vi aiuta a ricordare tutte le scadenze di taratura dei vostri strumenti, le manutenzioni periodiche con l'emissione dei "Rapporti di Taratura" e le verifiche di legge.

Visitate il nostro sito **geass.com** per approfondire tutti i servizi Geass

In questa guida, sono indicati tutti i nostri servizi e un elenco di strumenti sui quali siamo in grado di effettuare i servizi di assistenza tecnica, e i rapporti di taratura.

## Portale Geass

I clienti con un contratto Geass, hanno la possibilità di attivare gratuitamente un account al nostro portale GEASS ITFree (<http://itfree.geass.com>).

All'interno di questa area dedicata ai nostri clienti, potete trovare, tutte le relazioni di taratura in formato PDF, i contratti in essere, le eventuali fatture, i DDT, le richieste, e gli ordini.

Inoltre è possibile verificare tutti gli strumenti in contratto, le scadenze di taratura, inviare e gestire le vostre richieste di intervento tecnico e di riparazione.

## Vendita strumentazione

All'interno del nostro sito **geass.com**, trovate inoltre un'ampia gamma di strumenti di misura, Strumenti per il processo e apparecchiature da laboratorio, commercializzate da Geass.


Su molti dei prodotti che commercializziamo, ci occupiamo direttamente dell'assistenza tecnica come centro service autorizzato, comprese le attività in garanzia.

# SERVIZI GEASS

## BILANCE DA LABORATORIO

- Calibrazione, Manutenzione e Riparazione
- Bilance Analitiche
- Bilance Tecniche
- Termobalance
- Microbilance
- Certificati Accredia e ISO9001
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro assistenza Autorizzato Sartorius

Range	1µg / 1000 g
Pesiere utilizzate	Classe di precisione E2, F1



## BILANCE INDUSTRIALI

- Calibrazione, Manutenzione e Riparazione
- Bilance Industriali
- Contapezzi
- Sistemi Atex zona 1/21 – 2/22
- Sistemi di dosaggio e formulazione
- Certificati Accredia e ISO9001
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro assistenza Autorizzato Minebea Intec

Range	1kg / 60.000 kg
Pesiere utilizzate	Classe di precisione F1, M1



## LABORATORIO METROLOGICO T006

- Laboratorio privato per la verifica Periodica
- Metrologia Legale (Legalizzazione bilance)
- Accreditamento Secondo il decreto del 10 dicembre 2001
- Riconoscimento di Unioncamere (Ufficio Metrico)


Range	Verifica periodica bilance: Laboratorio 0,01 g – 300 kg Industriali fino a 3000 Kg
Strumenti utilizzati	Pesiere in classe E2, F1 e M1



## STUFE INCUBATORI

- Assistenza Tecnica, Riparazione e Manutenzione
- Servizio di Calibration Service ISO9001
- Stufe da Laboratorio Incubatori, Incubatori CO2 fino a 200 °C
- Stufe da vuoto (compreso il controllo della pressione)
- Camere per test di Temperatura da - 70°C a + 200 °C
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro Assistenza Ufficiale Binder


Range	-80°C / 400 °C
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1 °C Datalogger wireless 0,01°C Manometro wireless 0,1 bar Bombola Calibrazione 5% CO2



## CAMERE CLIMATICHE

- Assistenza Tecnica, Riparazione e Manutenzione
- Servizio di Calibration Service ISO9001
- Camere Climatiche da -70°C a + 200 °C – 10B98% UHR
- Camere per test di Temperatura
- Camere di Crescita
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro Assistenza Ufficiale Binder


Range	-80°C / 400 °C - 0/100% UHR
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1°C / 0,1 % UHR Oltre 30 sensori certificati ACCREDIA



## FRIGORIFERI E ULTRAFREEZER

- Assistenza Tecnica, Riparazione strumentazione Binder
- Servizio di Calibration Service ISO9001
- Frigoriferi e Congelatori da Laboratorio e industriali
- Ultracongelatori
- Celle Frigorifere
- Frigoriferi per Farmaci / Farmacie


Range	-80°C / 100 °C
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1 °C



## FORNI ALTA TEMPERATURA

- Calibrazione, Manutenzione e Riparazione
- Forni ad alta temperatura fino a 1200 °C
- Forni Tubolari
- Essiccatoi
- Forni da Laboratorio per ceneri
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro Assistenza Autorizzato Nabertherm


Range	50°C / 1200 °C
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1 °C



## TERMOMETRI E TERMOIGROMETRI

- Taratura Termometri e Igrimetri da Laboratorio
- PT100 e Termocoppie industriali
- Trasmettitori 4-20 mA
- Termoigrometri di processo o portatili
- Prove presso il cliente con nostre linee di misura certificate
- Servizio di Calibration Service ISO9001


Range	-40°C / 600 °C – 5 / 98% UHR
Strumenti utilizzati	Fornetti Calibratori 0,01 °C Camera Climatica 0,1 % UHR



## MANOMETRI

- Servizio di Taratura Manometri e Micromanometri e Vuotometri
- Controllo e taratura Manometri industriali con nostra linea di misura
- Manometri di processo
- Prove eseguibili presso le aziende con nostre linee di misura certificate
- Emissione Rapporti di Taratura

Range	-1 bar / 40 bar
Strumenti utilizzati	Calibratore di processo con pompa manuale 0,01 bar



## PHMETRI E CONDUTTIMETRI

- Manutenzione e, Riparazione Conduttimetri / Phmetri Mettler Toledo
- Servizio di Calibration Service
- Emissione Rapporti di taratura


Range	-2000mV / +2000mV
Strumenti utilizzati	Multimetro di precisione 1 $\mu$ V



## PUNTI DI FUSIONE

- Manutenzione e Riparazione Punti di Fusione Mettler Toledo
- Servizio di Calibration Service
- Emissione Rapporti di taratura


Range	Soluzioni certificate
Strumenti utilizzati	Caffeina, Acido Benzoico, Benzophenone



## CENTRIFUGHE

- Manutenzione e Servizio di Calibration Service
- Centrifughe
- Taratura velocità di rotazione e temperatura


Range	0 °C /200 °C - 0 / 20.000 rpm
Strumenti utilizzati	Termometro 0,1 °C Tachimetro 1 rpm



## MICROSCOPI E STEREOMICROSCOPI

- Manutenzione e, Riparazione strumenti Nikon, Motic e Optika
- Microscopi Biologici
- Stereomicroscopi
- Microscopi Metallografici
- Servizio di Calibration Service con standard micrometrico certificato
- Esecuzione IQ/OQ
- Emissione Rapporti di taratura


Range	0 $\mu\text{m}$ / 1000 $\mu\text{m}$
Strumenti utilizzati	Vetrino con scala graduata Certificata 1 $\mu\text{m}$



## VISCOSIMETRI

- Manutenzione e Riparazione Viscosimetri Rotazionali
- Servizio di Calibration Service
- Taratura Viscosità
- Centro Assistenza ufficiale Fungilab


Range	0 cPs / 2.000.000 cPs
Strumenti utilizzati	Certificato di calibrazione con 50/500/5000 cPs Disponibili certificati con Fluidi di Viscosità richiesti dal cliente



## GAS ALERT CALIBRATION SERVICE

- Manutenzione e Riparazione Rilevatori Gas pericolosi BW
- Servizio di Calibration Service
- Taratura con Gas Certificati
- Attività disponibile solamente presso i nostri laboratori

Range	0 $\mu\text{m}$ / 1000 $\mu\text{m}$
Strumenti utilizzati	Principali Gas : CO, O <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, % LEL





**partnership** program

by Minebea Intec

Certified Partner

 **BINDER**

Best conditions for your success

 **Fungilab**



**ntek** 

 **sartorius**  
mechatronics

**Nabertherm**<sup>®</sup>  
MORE THAN HEAT 30-3000 °C



**Nikon**

**OPTIKA**  
M I C R O S C O P E S  
I T A L Y

**FDM**  
F.lli Della Marca



# Marchi Autorizzati

Bilance da Laboratorio e Industriali **Sartorius, Ohaus, Kern**

Bilance e Sistemi di pesatura Industriali **Minebea Intec**

Dinamometri trazione e compressione **Kern, Sauter**

Camere Climatiche e di Stabilità **Binder**

Stufe da laboratorio e Incubatori CO2 **Binder**

Freezer e Ultrafreezer **Binder, FDM**

Titolatori Potenzimetrici e Karl Fisher **KEM**

Phmetri Conduttimetri **Delta Ohm, XS**

Forni ad Alta Temperatura **Nabertherm**

Microscopi Stereomicroscopi **Nikon, Motic, Optika**

Viscosimetri **Fungilab**

Analizzatori e rilevatori gas **BW**

Datalogger wireless **Marconi, Bormac, Delta Ohm, Tecnosoft**


Strumenti per Acustica Edilizia **nTEK**

# Laboratorio & Processo

Geass è un'azienda specializzata nel campo degli strumenti di misura e delle apparecchiature industriali, in grado di darvi tutta la consulenza necessaria per l'acquisto di strumenti per il laboratorio e per il processo.

Per le attività industriali, proponiamo la strumentazione con tutta la nostra passione, l'esperienza e la consulenza applicativa sui trasmettitori di temperatura, sensori di pressione, umidità, ph, livello, velocità dell'aria, luce e sistemi di pesatura industriali a celle di carico per il dosaggio e la formulazione.

Per i manutentori e gli strumentisti, forniamo strumenti professionali per test elettrici sugli impianti, calibratori per il processo e strumenti per analisi termografiche.



Coinvolgeteci nei vostri progetti, metteremo a vostra disposizione tutto il nostro know-how, per aiutarvi a scegliere gli strumenti adatti alle vostre applicazioni con attenzione al rapporto qualità prezzo, e garantire il miglior investimento per la vostra azienda.

Azienda con sistema qualità Certificato ISO9001  
Consulenza tecnica applicativa e commerciale  
Assistenza tecnica globale sui prodotti a catalogo  
Qualificazione delle Installazioni IQ/OQ  
Automazioni e Software Applicativi  
Servizi di Noleggio e Leasing degli strumenti  
Presenza su internet con aggiornamenti  
continui con manuali e schede tecniche  
scaricabili

**GEASS**



**GEASS S.r.l.**

Torino - Via Ambrosini 8/2

Tel. : 011.22.91.578 – 011.27.45.583 – 011.76.30.215

Fax : 011.27.45.418

e-mail: [info@geass.com](mailto:info@geass.com)

Web site : [www.geass.com](http://www.geass.com)

