



Servizio di Assistenza Tecnica



Servizio Assistenza Tecnica Manutenzioni e Riparazioni Servizio di Calibration Service

Il punto di forza e di eccellenza aziendale, a cui teniamo particolarmente è il nostro Centro di Assistenza Tecnica.

Il Nostro Service, ha uno standard molto elevato, con tecnici qualificati, aggiornati presso i principali costruttori europei, e con un costante e attento controllo del servizio attraverso il nostro Sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001.

L'attività viene svolta presso la vostra azienda o all'interno dei nostri laboratori attrezzati. Il Servizio di Assistenza Tecnica è completo, dalle Riparazioni della strumentazione ai Contratti di Manutenzione, Assicurativi e di Taratura.

Gli strumenti utilizzati per il "Calibration Service" sono tutti certificati ACCREDIA

Il nostro servizio vi aiuta a ricordare tutte le scadenze di taratura dei vostri strumenti, le manutenzioni periodiche con l'emissione dei "Rapporti di Taratura" e le verifiche di legge.

Visitate il nostro sito per approfondire tutti i servizi www.geass.com

In questa piccola guida, sono indicati tutti i nostri servizi attraverso un elenco di strumenti sui quali siamo in grado di effettuare l'assistenza tecnica e i rapporti di taratura.

Portale Geass "SHARE POINT"

Tutti i clienti che hanno un contratto con Geass, hanno la possibilità di attivare gratuitamente un account allo "Share point" del nostro portale ITFree (<http://itfree.geass.com>).

All'interno di questa area dedicata alla vostra azienda, potete trovare, oltre a tutte le relazioni di taratura in formato PDF, i contratti in essere, le eventuali fatture, i DDT, le richieste, e tutti i vostri ordini.

Inoltre è possibile verificare tutti gli strumenti in contratto, le scadenze di taratura, e inviare/gestire le vostre richieste di intervento tecnico e di riparazione. Per l'attivazione gratuita, inviate una mail al nostro service.

Vendita strumentazione

Nel nostro sito internet www.geass.com, trovate inoltre un'ampia gamma di strumenti di misura e apparecchiature scientifiche commercializzate da Geass.


Su molti dei prodotti che commercializziamo, effettuiamo direttamente l'assistenza tecnica come centro autorizzato, comprese le attività in garanzia.

SERVIZI GEASS

BILANCE DA LABORATORIO

- Calibrazione, Manutenzione e Riparazione
- Bilance Analitiche
- Bilance Tecniche
- Termobalance
- Microbilance
- Certificati Accredia e ISO9001
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro assistenza Autorizzato Sartorius

Range	1µg / 1000 g
Pesiere utilizzate	Classe di precisione E2, F1



BILANCE INDUSTRIALI

- Calibrazione, Manutenzione e Riparazione
- Bilance Industriali
- Contapezzi
- Sistemi Atex zona 1/21 – 2/22
- Sistemi di dosaggio e formulazione
- Certificati Accredia e ISO9001
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro assistenza Autorizzato Sartorius

Range	1kg / 60.000 kg
Pesiere utilizzate	Classe di precisione F1, M1



Laboratorio Metrologico T006

- Laboratorio privato per la verifica Periodica
- Metrologia Legale (Legalizzazione bilance)
- Accredитamento Secondo il decreto del 10 dicembre 2001
- Riconoscimento di Unioncamere (Ufficio Metrico)


Range	Verifica periodica bilance: Laboratorio 0,01 g – 300 kg Industriali fino a 3000 Kg
Strumenti utilizzati	Pesiere in classe E2, F1 e M1



STUFE E INCUBATORI

- Assistenza Tecnica, Riparazione e Manutenzione
- Servizio di Calibration Service ISO9001
- Stufe da Laboratorio Incubatori, Incubatori CO2 fino a 200 °C
- Stufe da vuoto (compreso il controllo della pressione)
- Camere per test di Temperatura da -70°C a +200 °C
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro Assistenza Ufficiale Binder


Range	-80°C / 400 °C
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1 °C Datalogger wireless 0,01°C Manometro wireless 0,1 bar Bombola Calibrazione 5% CO2



CAMERE CLIMATICHE

- Assistenza Tecnica, Riparazione e Manutenzione
- Servizio di Calibration Service ISO9001
- Camere Climatiche da -70°C a +200 °C – 10B98% UHR
- Camere per test di Temperatura
- Camere di Crescita
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro Assistenza Ufficiale Binder


Range	-80°C / 400 °C
Pesiere utilizzate	Datalogger multicanale 0,1 °C/0,1%



FRIGORIFERI E ULTRAFREEZER

- Assistenza Tecnica, Riparazione strumentazione Binder
- Servizio di Calibration Service ISO9001
- Frigoriferi e Congelatori da Laboratorio e industriali
- Ultracongelatori
- Celle Frigorifere
- Frigoriferi per Farmaci / Farmacie


Range	-80°C / 100 °C
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1 °C



FORNI ALTA TEMPERATURA

- Calibrazione, Manutenzione e Riparazione
- Forni ad alta temperatura fino a 1200 °C
- Forni Tubolari
- Essiccatoi
- Forni da Laboratorio per ceneri
- Esecuzione IQ/OQ
- Centro Assistenza Autorizzato Nabertherm


Range	50°C / 1200 °C
Strumenti utilizzati	Datalogger multicanale 0,1 °C



TERMOMETRI E TERMOIGROMETRI

- Taratura Termometri e Igrometri da Laboratorio
- PT100 e Termocoppie industriali
- Trasmettitori 4-20 mA
- Termoigrometri di processo o portatili
- Prove presso il cliente con nostre linee di misura certificate
- Servizio di Calibration Service ISO9001


Range	-40°C / 600 °C – 5 / 98% UHR
Pesiere utilizzate	Fornetti 0,01 °C Camera Climatica 0,1 % UHR



MANOMETRI

- Servizio di Taratura Manometri e Micromanometri e Vuotometri
- Controllo e taratura Manometri industriali con nostra linea di misura
- Manometri di processo
- Prove eseguibili presso le aziende con nostre linee di misura certificate
- Emissione Rapporti di Taratura


Range	-1 bar / 40 °C
Strumenti utilizzati	Calibratore di processo con pompa manuale 0,01 bar



PHMETRI E CONDUTTIMETRI

- **Manutenzione e, Riparazione Conduttimetri / Phmetri Mettler Toledo**
- **Servizio di Calibration Service**
- **Emissione Rapporti di taratura**

Range	-2000mV / +2000mV
Strumenti utilizzati	Multimetro di precisione 1 μ V



PUNTI DI FUSIONE

- **Manutenzione e Riparazione Punti di Fusione Mettler Toledo**
- **Servizio di Calibration Service**
- **Emissione Rapporti di taratura**


Range	Soluzioni certificate
Strumenti utilizzati	Caffeina, Acido Benzoico, Benzophenone



CENTRIFUGHE

- **Manutenzione e Servizio di Calibration Service**
- **Centrifughe**
- **Taratura velocità di rotazione e temperatura**


Range	0 °C /200 °C - 0 / 20.000 rpm
Strumenti utilizzati	Termometro 0,1 °C Tachimetro 1 rpm



MICROSCOPI E STEREOMICROSCOPI

- **Manutenzione e, Riparazione strumenti Nikon, Motic e Optika**
- **Microscopi Biologici**
- **Stereomicroscopi**
- **Microscopi Metallografici**
- **Servizio di Calibration Service con standard micrometrico certificato**
- **Esecuzione IQ/OQ**
- **Emissione Rapporti di taratura**


Range	0 μm / 1000 μm
Strumenti utilizzati	Vetrino con scala graduata Certificata 1 μm



VISCOSIMETRI

- **Manutenzione e Riparazione Viscosimetrii Fungilab**
- **Servizio di Calibration Service**
- **Taratura Viscosità**
- **Attività disponibile solamente presso i nostri laboratori**


Range	0 cPs / 2.000.000 μm
Pesiere utilizzate	Certificato di calibrazione con 50/500/5000 cPs



GAS ALERT CALIBRATION SERVICE

- **Manutenzione e Riparazione Rilevatori Gas pericolosi BW**
- **Servizio di Calibration Service**
- **Taratura con Gas Certificati**
- **Attività disponibile solamente presso i nostri laboratori**

Range	0 μm / 1000 μm
Strumenti utilizzati	Principali Gas : CO, O2, SO2, H2S, % LEL





 **sartorius**

Delta
OHM

 **BYK**

 **BINDER**

HAMILTON 

KEM 
KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.

Nabertherm
MORE THAN HEAT 30-3000°C

Nikon

Motic[®]

OPTIKA
MICROSCOPES
I T A L Y

X5

la nuova generazione...

GIORGIO-BORMAC

Marchi Autorizzati

Bilance da Laboratorio e Industriali **Sartorius**

Termometri Termoigrometri **Delta Ohm**

Glossmetri, Spessimetri **Byk Gardner**

Stufe da Laboratorio e Incubatori CO2
Camere Climatiche, Stufe da Vuoto **Binder**

Titolatori Potenzimetrici e Karl Fisher **KEM**

Phmetri Conduttimetri **Delta Ohm, Sartorius**

Forni ad Alta Temperatura **Nabertherm**

Microscopi Stereomicroscopi **Nikon, Motic, Optika**

Viscosimetri **Fungilab**

Analisi e rivelazione gas **BW**

Elettrodi **Hamilton**

Datalogger wireless Spy **Marconi, Bormac, XS**



GEASS S.r.l.
Torino - Via Ambrosini 8/2
Tel. : 011.22.91.578 – 011.27.45.583 – 011.76.30.215
Fax : 011.27.45.583
e-mail: info@geass.com
Sito internet : www.geass.com

