

Procedura imballo Camere Climatiche - Stufe - Incubatori

In caso di mancanza dell'imballo originale di camere climatiche, stufe o incubatori, al fine di evitare problemi di rotture o danneggiamenti durante il trasporto, suggeriamo la seguente procedura visiva per un corretto imballo di trasporto.

Ovviamente anche un imballo massiccio come quello indicato, nulla può contro cadute accidentali da 1-2 metri, ma evita le principali rotture che talvolta accadono con la spedizione con il corriere.

Passo 1 – Mettere lo strumento su un europallet, quindi proteggere il vetro anteriore (se presente) e il display con in comandi, utilizzando della materiale protettivo come la gomma piuma.



Passo 2 – Avvolgere il cavo di alimentazione e fissarlo allo strumento con una fascetta. Procedere con un imballo esterno di cartone a tre onde su tutto il suo perimetro.





Passo 3 – Completare l'imballo coprendo la camera climatica o la stufa, con un coperchio dello stesso cartone. Quindi avvolgere con della pellicola tutto il pacco, compreso il pallet. Per ultimare l'imballaggio fissare lo strumento al pallet con delle reggette.

A questo punto, siamo pronti per la spedizione!

Per meglio "responsabilizzare" il corriere, apporre dei fogli sull'esterno del pacco, con scritto "STRUMENTO DI PRECISIONE – MANEGGIARE CON ESTREMA CURA".

Un cordiale saluto dallo staff service Geass.