



Agitatore ad asta Heidolph Hei-TORQUE Core progettato con nuovo design compatto, salva-spazio e semplice da utilizzare. Adatto per l'utilizzo in laboratorio e industria, in applicazioni quali: dispersione, omogeneizzazione e dissoluzione di agglomerati. Adatto per analisi su supporti a bassa e a media viscosità, viscosità massima consigliata a 10.000 mPas . I valori della viscosità vengono visualizzati sull'ampio display LCD.

Nuovo mandrino da 10mm che permette l'utilizzo di giranti di grandi dimensioni e di utensili **Visco Jet**, facilitando il controllo qualità ed applicazioni dove la viscosità è variabile a causa di reazioni o miscele.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

SPECIFICHE	Hei-TORQUE Core
Numero di marce	1
Velocità di rotazione	20 - 2,000 rpm
Indicatore di velocità	Digitale
Controllo della velocità	Elettronico
Coppia di torsione	40Ncm
Viscosità massima	10.000 mPas
Grado di protezione	IP42




Grafico prestazioni Agitatore Heidolph Hei-TORQUE Core