



**Agitatore elettronico Hei-Torque Value 200:** Adatto per l'uso in molteplici laboratori quali: laboratori analisi, ricerca e sviluppo, settore della cosmetica, alimentare, farmaceutica, biotecnologie e microbiologia.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Design poco ingombrante
- Struttura incapsulata in modo da evitare la corrosione da sostanze acide.
- Liquidi e semiliquidi con viscosità di 60.000Mpas
- Campo di velocità regolabile da 40 a 2.000 g/min
- Ampio display LCD
- Pannello touch-screen, semplice da utilizzare
- Funzione Start and Stop tramite pannello touch screen

**APPLICAZIONI**

- Laboratori analisi
- Laboratori ricerca e sviluppo
- Controllo qualità
- Laboratori Didattici
- Cosmetica
- Alimentare
- Farmaceutico
- Biotecnologie
- Microbiologie




Grafico prestazioni di: Hei-TORQUE Value 200