



Agitatore ad Asta Heidolph Precisione 100: realizzato per garantire la migliore miscelazione anche in caso di sostanze molto viscoso o con proprietà particolari, riescono a garantire una velocità di miscelazione costante anche al variare del carico garantendo performance riproducibili e performanti in tutte le applicazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Design compatto
- Struttura incapsulata per evitare eventuale corrosione da sostanze acide
- Utilizzo consigliato: liquidi e semiliquidi con viscosità di 60.000Mpas
- Campo di velocità regolabile da 40 a 2.000 g/min
- Ampio display LCD
- Pannello touch-screen, semplice da utilizzare
- Funzione start and Stop tramite pannello
- Sopporta anche carichi di lavoro con picchi fino al 200% di sovraccarico
- Interfaccia seriale Rs232
- Interfaccia analogica con uscita 0-10Volt.

APPLICAZIONI:

- Laboratori analisi
- Laboratori ricerca e sviluppo
- Controllo qualità
- Laboratori Didattici
- Cosmetica
- Alimentare
- Farmaceutico
- Biotecnologie
- Microbiologie

Gráfico prestazioni di: Hei-TORQUE Precision 100



