



L'Agitatore ad Asta Heidolph Precision 200 è stato progettato per garantire la migliore miscelazione anche in caso di sostanze molto viscoso o con proprietà particolari, riuscendo a garantire una velocità di miscelazione costante anche al variare del carico funzionando perfettamente in ogni condizione e per diverse applicazioni gravose.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Design compatto
- struttura incapsulata per evitare eventuale corrosione da sostanze acide
- Utilizzo consigliato per liquidi e semiliquidi con viscosità di 60.000 Mpas
- Campo di velocità regolabile da 30 a 1.000 g/min
- Ampio display LCD
- Pannello touch-screen ergonomico e facile da utilizzare
- Funzione di Start and Stop tramite pannello
- Sopporta anche carichi di lavoro con picchi fino al 200% di sovraccarico
- Interfaccia seriale RS232
- Interfaccia analogica con uscita 0-10Volt.

Altre caratteristiche di serie sul modello Precision 200

- Funzione di salvataggio dei profili in memoria
- Intervallo operativo
- Visualizzazione del grafico rpm e coppia nell'unità di tempo
- Timer
- Conto alla rovescia
- Impostazioni in tempo reale




Grafico prestazioni di: Hei-TORQUE Precision 200