



Agitatore elettronico Hei-Torque Value 400 progettato per essere utilizzato in molteplici applicazioni e settori come laboratori analisi, ricerca e sviluppo, settore della cosmetica, alimentare, farmaceutica, biotecnologie e microbiologia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Design compatto
- Struttura incapsulata per evitare eventuale corrosione da sostanze acide
- Viscosità consigliata di 100.000mPas
- Campo di velocità regolabile da 40 a 2.000 g/min
- Ampio display LCD
- Pannello touch-screen, semplice da utilizzare
- Funzione start and Stop tramite pannello
- Potenza del motore 70W in entrata e 37W in uscita

APPLICAZIONI:

- Laboratori analisi
- Laboratori ricerca e sviluppo
- Controllo qualità
- Laboratori Didattici
- Cosmetica
- Alimentare
- Farmaceutico
- Biotecnologie
- Microbiologie




Grafico delle prestazioni agitatore elettronico Value 400