

Evaporatore rotante RV 10 Basic



- Evaporatore rotante IKA dal design molto compatto ed ergonomico che integra un bagno riscaldante HB 10 da 3 litri e il set verticale con pallone da un litro
- Bagno termostatico per acqua ed olio
- utilizzabile “stand-alone”, con sistema di sicurezza regolabile
- Elevatore motorizzato con “safety-stop”: in caso di interruzione di corrente, il pallone di evaporazione viene sollevato automaticamente
- Display digitale per la velocità di rotazione
- Vetreria verticale standard: maggior efficienza di recupero e ridotte dimensioni di ingombro
- Timer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Intervallo di Velocità	20 ... 280 giri/min (dotato di avvio lento per evitare spruzzi)
Superficie raffreddante	1,200 cm ² (Per vetreria V, D, Reflux)
Range temperatura riscaldamento	T.Ambiente... 180 °C
Volume bagno (max)	3 Litri
Potenza	1300 W
Impostazione della temperatura	Analogico
Deviazione temp. dall'impostazione	± 5 °C
Classe di protezione (EN 60529)	IP 20
Indicatore di velocità	digitale
Altezza regolabile	fino a 140 mm
Vuoto	Accessorio per collegamento a vuoto esistente Pompa da vuoto fornibile come accessorio
Controllore del vuoto	NO (disponibile come accessorio)
Peso senza vetreria	20 kg
Dimensioni senza vetreria (L x P x A)	530 x 410 x 570 mm

L'evaporatore rotante RV 10 Basic è dotato di bagno termostatico HB 10 per acqua ed olio ed equipaggiato di elevatore motorizzato: un evaporatore all'avanguardia!

Il set di vetreria standard è verticale: rispetto alla vetreria diagonale si ha un minor ingombro e maggiore efficienza nel recupero del distillato.

Sono disponibili a richiesta anche altri set di vetreria, sia in versione standard sia in versione plastificata.

La guarnizione di tenuta del vuoto è totalmente in PTFE per garantire la massima tenuta contro i solventi chimici.

Garanzia 5 anni