

Bilancia pesapersona Step-On KERN MPD

Bilancia pesapersona Step-On professionale con certificazione di approvazione [M] e autorizzazione all'uso medicale



Rivenditore specializzato KERN



Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
- Comando semplificato - basta un solo tocco del piede per accendere la bilancia
- Versione robusta per l'uso quotidiano in ambito professionale
- Forma ergonomica ottimizzata
- Igiene e facile da pulire
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Grande pedana con superficie antiscivolo e antiusura in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza

Dati tecnici

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piatto di pesata LxPxA 365x360x80 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 200x128x55 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5V AA, non comprese, autonomia fino a 20 h
- Alimentatore (esterno) di serie
- Peso netto ca. 10 kg


Accessori

- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, non di serie, eventuale ricambio, KERN MBC-A06
- Panni per la pulizia, salviette senza alcool per la disinfezione con panno, ad azione rapida, basate su moderni composti di ammonio quaternario, anche contro i papovavirus. Particolarmente delicate sui materiali, pertanto adatte per la disinfezione di prodotti medicali sensibili all'alcool. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 80 pezzi, salvietta da 20x22 cm, KERN MYC-01
- Funzionamento ad accumulatore interno, di serie, autonomia fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KERN MBC-A08

DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



* Nei paesi CE per le bilance destinate all'uso medicale la omologazione è prescritta per legge, si prega di provvedere all'ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo con CAP.

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Prescritta dalla legge		Su richiesta	
				Omologazione		Certificato DAKKS	
KERN	[Max] kg	[d] kg	[e] kg		KERN	DAKKS	KERN
MPD 250K100M	250	0,1	0,1	965-129		963-129	

Pittogrammi



Funzionamento a pile: Predisposta per il funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio.



Funzionamento ad accumulatore: Set ricaricabile.



Alimentatore: 230V/50Hz standard UE. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.



Omologazione: Il tempo di approntamento dell'omologazione è specificato nel pittogramma.



Calibrazione DAKKS:

Nel pittogramma è specificata la durata della calibrazione DAKKS espressa in giorni.



Invio di pacchi tramite corriere: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.



Garanzia:

Il periodo di garanzia è specificato nel pittogramma.