

Bilancia pesapersona KERN MPE

Bilancia pesapersona professionale con funzione BMI – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



KERN MPE-PM
con stativo

KERN MPE-HM
con stativo e
statimetro

Rivenditore specializzato KERN



Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
- **1** Pratico secondo display sul retro della bilancia, che consente una facile lettura da parte di pazienti, medici e operatori sanitari
- **2** Il modello MPE-HM vanta un elegante statimetro estraibile, integrato nello stativo, con campo di misura di 88-200 cm
- Forma ergonomica ottimizzata e realizzazione costruttiva robusta per l'uso quotidiano in ambito professionale
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Grande pedana con superficie antiscivolo e antiusura in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
- Pesata senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare un stabile valore di pesata, ideale per pazienti irrequieti
- Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente "congelato" per 10 s fino a quando viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per leggere con calma il valore di pesata

- Funzione Madre-figlio: il peso della madre, determinato tramite pesata, viene azzerato. Successivamente la madre e il bambino vengono pesati insieme e il peso del bambino viene visualizzato direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto, in braccio alla madre
- Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
- Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
- **3** 2 rotelle per un comodo trasporto della bilancia

- Interfaccia dati RS-232 compreso
- Peso netto ca. 12 kg

Accessori

- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, non di serie, eventuale ricambio, KERN MPE-A01
- Panni per la pulizia, salviette senza alcool per la disinfezione con panno. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 80 pezzi, salvietta da 20x22 cm, KERN MYC-01
- Funzionamento ad accumulatore interno, di serie, autonomia fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KERN MBC-A08
- Stampante termica per la stampa di valori di pesata, striscette di carta larghe 112 mm, dimensioni alloggiamento LxPxA 165x140x50, adattatore di rete 230V/50Hz di serie, KERN YKB-01N
- Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno, KERN CFS-A01

Dati tecnici

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piatto di pesata LxPxA 365x360x80 mm
- Dimensioni totali MPE-HM: LxPxA 365x620x2125 mm (con statimetro estratto), MPE-PM: LxPxA 365x450x1020 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5V AA, non comprese, autonomia fino a 20 h
- Alimentatore (esterno) di serie

DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



* Nei paesi CE per le bilance destinate all'uso medicale la omologazione è prescritta per legge, si prega di provvedere all'ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo con CAP.

Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] kg	Divisione omologata [e] kg	Prescritta dalla legge Omologazione		Su richiesta Certificato DAkKS	
				MED KERN	965-129	DAkKS KERN	963-129
MPE 250K100PM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPE 250K100HM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	

Pittogrammi

RS 232
Interfaccia dati RS-232: Per il collegamento della bilancia alla stampante, al PC o alla rete.

MOVE
Pesata senza vibrazioni: In caso di condizioni ambientali instabili, viene calcolato un valore di pesatura stabile eseguendo una media dei valori rilevati

BATT
Funzionamento a pile: Predisposta per il funzionamento a batteria. Il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio.

ACCU
Funzionamento ad accumulatore: Set ricaricabile.

230 V
Alimentatore: 230V/50Hz standard UE. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.

M
Omologazione: Il tempo di approntamento dell'omologazione è specificato nel pittogramma.

DAkKS
+3 DAYS
Calibrazione DAkKS: Nel pittogramma è specificata la durata della calibrazione DAkKS espressa in giorni.

1 DAY
Invio di pacchi tramite corriere: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.

2 YEARS WARRANTY
Garanzia: Il periodo di garanzia è specificato nel pittogramma.