

TERMOCRIOSTATO LAUDA LA LCK 1909

LA LCK 1909 - Termostato refrigerante RA 24, range di temperatura da -25 a +100° C, stabilità $\pm 0,05^\circ$ C, potenza riscaldante 1,5 KW, volume 14-22 L

I Termocriostati Lauda della serie Alpha, sono la linea entry level, con un ottimo rapporto qualità – prezzo. Permettono di coprire il range di temperatura da -25°C fino a 100°C e pertanto sono adeguati alle principali applicazioni all'interno del laboratorio.

Semplici da utilizzare possono essere impiegati solo con liquidi non infiammabili (acqua, miscele acqua – glicole) e sia per applicazioni interne che esterne al bagno.

Sono equipaggiati con un bagno in acciaio inox completo di coperchio e connessione della pompa per un eventuale utilizzo esterno. I collegamenti della pompa sono in metallo con un diametro esterno di 13 mm. .

Accessori standard :

- Coperchio del bagno
- Connessione pompa con attacco da 13 mm.

Accessori raccomandati

- Tubi per collegamento esterno



Caratteristiche tecniche RA 24

Range di temperatura
 Stabilità
 Potenza riscaldante a 220 V
 Potenza raffreddante a 20 °C
 Pressione massima della pompa
 Volume massima della pompa
 Volume minino bagno
 Volume massimo bagno
 Dimensioni del bagno
 Dimensioni strumento
 Peso
 Alimentazione elettrica

cod. LCK 1909

- 25°C - + 100°C
 $\pm 0.05^\circ\text{C}$
 1,5 kW
 0.425 kW
 0.2 bar
 15 L/min
 14 L
 22 L
 350x277x160 mm
 415x605x605 mm
 43 Kg
 230V – 50 Hz