

TERMOSTATO LAUDA LA LCBD 0734

LA LCBD 0734 - Termostato riscaldante serie Alpha A12, range di temperatura da +25 a +100° C, stabilità $\pm 0,05^\circ$ C, potenza riscaldante 1,5 KW, volume 8 – 12 L

I termostati con bagno della serie A6, A12, A24, consentono una regolazione della temperatura da 25°C a 100°C.

La pompa di ricircolo, insieme all'accessorio LCZE 005, permette una circolazione esterna del liquido.

La serpentina LCZE 004 viene utilizzata in caso di raffreddamento con acqua oppure con Chiller.

Applicazioni ;

- Preparazione del campione per analisi Chimico / Farmaceutiche
- Controllo preciso della temperatura in Sierologia medica
- Termostatazione in Biotecnologia

Caratteristiche tecniche del termostato Alpha A 12

Range di temperatura	da 25°C a 100°C
Stabilità di temperatura	$\pm 0.05^\circ\text{C}$
Potenza riscaldante a 230 V 50 Hz	1.5 kW
Massima pressione della pompa	0,2 bar
Portata volume massimo	15 L/min
Volume del bagno	8...12 L
Dimensione del bagno	235 x 161 mm
Profondità del bagno	200 mm
Alimentazione elettrica	230V – 50 Hz



L'immagine qui sopra proposta è puramente indicativa e può non corrispondere all'unità offerta