

Frigorifero Liebherr LKPv 8420



Frigorifero da Laboratorio LKPv 8420

Caratteristiche generali

Sistema di allarme

Memoria integrata

Controllo digitale

Controllo della temperatura

Uniformità della temperatura

Sbrinamento a gas caldo

Precisione calibratura a 1 punto

Alimentazione elettrica del controllo elettronico con batteria tampone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche	Frigorifero Liebherr
Intervallo di temperatura vano interno	-2°C a 16°C
Temperatura ambiente	10°C a 40°C
Volume lordo	856 l
Refrigerante	R 290
Sistema di raffreddamento	Dinamico, con ottima distribuzione della temperatura
Carico massimo	60Kg
Tensione	220-240 V ~
Frequenza	50 Hz
Potenza massima assorbita	3,0 A
Isolamento	83 - 60 mm
Rumorosità (potenza sonora)	58dB
Consumo energetico in 24 ore	1,650 kWh / 24h
Segnale d'allarme	Visivo ed acustico

Geass srl Via ambrosini 8/2 Torino

Telefono: 011.22.91.578 e-mail: info@geass.com – commerciale@geass.com

Visita il nostro sito: www.geass.com