

Microscopio Motic 1820 LED

Motic[®]
More Than Microscopy



Descrizione

Codice : PD87.42A.201

Testata binoculare 45° inclinata, ruotabile a 360°

Oculare a grande campo WideField WF10X/18mm

Obiettivi acromatici EA 4X/0.10
EA 10X/0.25
EA 40X S/0.65 (con rientro a molla)

Ingrandimenti ottenuti : 40, 100, 400

Revolver quadruplo a cuscinetti

Messa a fuoco Micrometrica e Macrometrica separate

Tavolino traslatore meccanico con manopola coassiale

Condensatore foceggiabile 1.25 N.A. Abbe condensatore

Diaframma Iris diaframma con porta filtro (filtro blu Ø 32mm incluso)

Illuminazione LED 20mA, 3,5V, 70mW con controllo intensità luminosa - batteria ricaricabile

Alimentazione 220V-240V, Alimentatore incluso (CE)