

## Navigator Serie

**Bilancia portatile polivalente, utilizzabile anche senza mani**

- ✓ Doppio sensore a infrarossi multifunzionale per un pratico utilizzo anche senza mani, sicuro e pulito
- Gamma ampia e versatile: 3 chassis, display LED o LCD, batteria alcalina o ricaricabile, varie interfacce „plug and play“, modelli approvati
- ✓ Tempo di stabilizzazione di 1 secondo. Risultati in un attimo"



**Applicazioni** Pesatura (14 unità di misura), pesata percentuale, controllo peso, conteggio pezzi, accumulo/totalizzazione e blocco display

**Display** Retroilluminazione automatica con LCD bianco a 6 segmenti o LED rosso. Entrambi con diverse icone e indicatori.

**Funzionamento** Adattatore CA (fornito) o a batterie con spegnimento automatico. Batteria interna ricaricabile opzionale su NVL e NVT

**Comunicazione** Opzione: Interfaccia RS232, USB o Ethernet semplici da installare

**Struttura** Struttura in plastica ABS con piatto di pesatura in acciaio inossidabile

**Caratteristiche Costruttive** Doppi sensori multifunzionali ad infrarossi, bolla di livello frontale (illuminata durante l'accensione), piedini regolabili antiscivolo, indicatore di stabilità, interruttore di blocco menu esterno, blocco per il trasporto, sequenza di sicurezza integrata. Protezione avanzata dagli urti e dal sovraccarico

Disponibili dai primi mesi del 2011



## Navigator NV



| Modello   | LCD | LED |   | Portata | Risoluzione (d) | Divisione di Verifica (e) | Piatto        | Test Weight | Codice   | Prezzo € | Prezzo CHF |
|-----------|-----|-----|---|---------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|
| NV212     | •   |     |   | 210g    | 0,01g           |                           | Ø 210mm       | 200g,M1     | 83032290 |          |            |
| NV212/2   |     | •   |   | 210g    | 0,01g           |                           | Ø 210mm       | 200g,M1     | 83032291 |          |            |
| NV311M    | •   |     | • | 310g    | 0,1g            | 0,1g                      | 190mm x 138mm | 200g,M1     | 83032302 |          |            |
| NV311M/2  |     | •   | • | 310g    | 0,1g            | 0,1g                      | 190mm x 138mm | 200g,M1     | 83032303 |          |            |
| NV511     | •   |     |   | 510g    | 0,1g            |                           | 190mm x 138mm | 300g,M1     | 83032292 |          |            |
| NV511/2   |     | •   |   | 510g    | 0,1g            |                           | 190mm x 138mm | 300g,M1     | 83032293 |          |            |
| NV1101    | •   |     |   | 1100g   | 0,1g            |                           | 190mm x 138mm | 500g,M1     | 83032294 |          |            |
| NV1101/2  |     | •   |   | 1100g   | 0,1g            |                           | 190mm x 138mm | 500g,M1     | 83032295 |          |            |
| NV2101    | •   |     |   | 2100g   | 0,1g            |                           | 190mm x 138mm | 1kg,M1      | 83032296 |          |            |
| NV2101/2  |     | •   |   | 2100g   | 0,1g            |                           | 190mm x 138mm | 1kg,M1      | 83032297 |          |            |
| NV3100M   | •   |     | • | 3100g   | 1g              | 1g                        | 190mm x 138mm | 2kg,M1      | 83032304 |          |            |
| NV3100M/2 |     | •   | • | 3100g   | 1g              | 1g                        | 190mm x 138mm | 2kg,M1      | 83032305 |          |            |
| NV4101    | •   |     |   | 4100g   | 0,2g            |                           | 190mm x 138mm | 2kg,M1      | 83032298 |          |            |
| NV4101/2  |     | •   |   | 4100g   | 0,2g            |                           | 190mm x 138mm | 2kg,M1      | 83032299 |          |            |
| NV5101    | •   |     |   | 5100g   | 0,5g            |                           | 190mm x 138mm | 3kg,M1      | 83032300 |          |            |
| NV5101/2  |     | •   |   | 5100g   | 0,5g            |                           | 190mm x 138mm | 3kg,M1      | 83032300 |          |            |



# Bilance Portatili

## Navigator XL



| Modello    | LCD | LED | Portata | Risoluzione (d) | Piatto        | Test Weight | Codice   | Prezzo € | Prezzo CHF |
|------------|-----|-----|---------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|
| NVL511     | •   |     | 510g    | 0,1g            | 194mm x 203mm | 300g, M1    | 83032266 | 195      | 295        |
| NVL511/2   |     | •   | 510g    | 0,1g            | 194mm x 203mm | 300g, M1    | 83032268 | 180      | 275        |
| NVL1101    | •   |     | 1100g   | 0,1g            | 194mm x 203mm | 500g, M1    | 83032270 | 210      | 320        |
| NVL1101/2  |     | •   | 1100g   | 0,1g            | 194mm x 203mm | 500g, M1    | 83032272 | 195      | 300        |
| NVL2101    | •   |     | 2100g   | 0,1g            | 194mm x 203mm | 1kg, M1     | 83032274 | 240      | 365        |
| NVL2101/2  |     | •   | 2100g   | 0,1g            | 194mm x 203mm | 1kg, M1     | 83032276 | 225      | 345        |
| NVL5101    | •   |     | 5100g   | 0,5g            | 194mm x 203mm | 3kg, M1     | 83032278 | 215      | 325        |
| NVL5101/2  |     | •   | 5100g   | 0,5g            | 194mm x 203mm | 3kg, M1     | 83032280 | 200      | 305        |
| NVL10000   | •   |     | 10kg    | 1g              | 194mm x 203mm | 5kg, M1     | 83032282 | 215      | 325        |
| NVL10000/2 |     | •   | 10kg    | 1g              | 194mm x 203mm | 5kg, M1     | 83032284 | 200      | 305        |
| NVL20000   | •   |     | 20kg    | 1g              | 194mm x 203mm | 10kg, M1    | 83032286 | 255      | 385        |
| NVL20000/2 |     | •   | 20kg    | 1g              | 194mm x 203mm | 10kg, M1    | 83032288 | 240      | 365        |

per accessori, riferitevi alla pagina 50/52



## Navigator XT



| Modello     | LCD | LED | Portata | Risoluzione (d) | (e)  | Piatto        | Test Weight | Codice   | Prezzo € | Prezzo CHF |
|-------------|-----|-----|---------|-----------------|------|---------------|-------------|----------|----------|------------|
| NVT1601     | •   |     | 1600g   | 0,1g            |      | 230mm x 174mm | 1kg,M1      | 83032010 |          |            |
| NVT1601/2   |     | •   | 1600g   | 0,1g            |      | 230mm x 174mm | 1kg,M1      | 83032012 |          |            |
| NVT1601M    | •   |     | 1600g   | 0,5g            |      | 230mm x 174mm | 1kg,M1      | 83032030 |          |            |
| NVT1601M/2  |     | •   | 1600g   | 0,5g            | 0,5g | 230mm x 174mm | 1kg,M1      | 83032032 |          |            |
| NVT3201     | •   |     | 3200g   | 0,2g            |      | 230mm x 174mm | 2kg,M1      | 83032014 |          |            |
| NVT3201/2   |     | •   | 3200g   | 0,2g            |      | 230mm x 174mm | 2kg,M1      | 83032016 |          |            |
| NVT3200M    | •   |     | 3200g   | 1g              | 1g   | 230mm x 174mm | 2kg,M1      | 83032034 |          |            |
| NVT3200M/2  |     | •   | 3200g   | 1g              | 1g   | 230mm x 174mm | 2kg,M1      | 83032036 |          |            |
| NVT6401     | •   |     | 6400g   | 0,5g            |      | 230mm x 174mm | 3kg,M1      | 83032018 |          |            |
| NVT6401/2   |     | •   | 6400g   | 0,5g            |      | 230mm x 174mm | 3kg,M1      | 83032020 |          |            |
| NVT6400M    | •   |     | 6400g   | 2g              | 2g   | 230mm x 174mm | 3kg, M1     | 83032038 | 275      | 415        |
| NVT6400M/2  |     | •   | 6400g   | 2g              | 2g   | 230mm x 174mm | 3kg, M1     | 83032040 | 260      | 395        |
| NVT10001    | •   |     | 10kg    | 0,5g            |      | 230mm x 174mm | 10kg, M1    | 83032022 | 240      | 365        |
| NVT10001/2  |     | •   | 10kg    | 0,5g            |      | 230mm x 174mm | 10kg, M1    | 83032024 | 225      | 345        |
| NVT16000M   | •   |     | 16kg    | 5g              | 5g   | 230mm x 174mm | 10kg, M1    | 83032042 | 290      | 440        |
| NVT16000M/2 |     | •   | 16kg    | 5g              | 5g   | 230mm x 174mm | 10kg, M1    | 83032044 | 275      | 420        |
| NVT16000    | •   |     | 16kg    | 1g              |      | 230mm x 174mm | 10kg, M1    | 83032026 | 235      | 355        |
| NVT16000/2  |     | •   | 16kg    | 1g              |      | 230mm x 174mm | 10kg, M1    | 83032028 | 220      | 335        |

per accessori, riferitevi alla pagina 50/52

