



Modello:

LAB-30

Tipologia:

STEREOMICROSCOPIO DA ROUTINE

Descrizione:

Stereomicroscopio entry-level per applicazioni di routine e industriali.

Illuminazione	<p>Illuminatore doppio regolabile a LED per luce incidente e trasmessa, dotato di doppio LED ad alta efficienza. L'angolo dell'illuminazione in luce incidente è regolabile.</p> <p>Voltaggio: 110/240Vac, 50/60Hz, 1A; Fusibili: T1A250V; Potenza massima assorbita: 7W.</p>
Messa a Fuoco	<p>Mediante sistema di pignone e cremagliera controllato da una coppia di manopole poste su entrambi i lati del microscopio.</p>
Base	<p>Dotata di un disco in plastica semi trasparente per luce trasmessa con pinzette fermapreparato.</p>
Stativo	<p>Stativo a colonna fissa, con meccanismo di messa a fuoco.</p>
Testata	<p>Trinoculare, girevole a 360°, inclinata a 45°. Regolazione diottrica su entrambi gli oculari. Distanza interpupillare regolabile tra 51 e 75 mm.</p>
Oculari	<p>Oculari a grande campo, WF10x/20mm.</p>
Obiettivi	<p>Zoom 0,7x...4,5x Fattore zoom: 6,43:1 Distanza di lavoro: 85 mm. Si possono raggiungere ingrandimenti maggiori usando oculari e lenti addizionali.</p>
Accessories	<p>Manuale d'uso e copertina antipolvere inclusi.</p>

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site :www.geass.com