

Modello **SZM-SMD**

Stereomicroscopi per ispezioni SMD





Modello **SZM-SMD**

Il microscopio SZM-SMD è stato studiato appositamente per l'ispezione di saldature, di rework e riparazione di circuiti elettronici e montaggio di piccoli componenti elettronici.

Un semplice movimento a slitta permette all'utilizzatore di passare da una osservazione verticale ad una obliqua.

Testata

Trinoculare, inclinata 45°, girevole 360°. Microscopio per ispezione SMD.

Oculari

WF10X/20mm, high-point.

Obiettivi

Zoom 0,7x...4,5x.

Ingrandimenti

7x...45x

Illuminazione

Opzionale.

Dispositivo SMD:

Girevole 360°, distanza di lavoro verticale 103mm,
distanza di lavoro obliqua 103mm.

Con inclinazione regolabile.

CLD-01 + CL-11.1






Modello **SZM-SMD**



SZM-SMD



U.S. Patent
No. D 011,411

OPTIKA

Modello SZM-SMD - Accessori

Oculari

- ST-081 Oculari (coppia) WF10x/20 mm.
- ST-082 Oculari (coppia) WF15x/15 mm.
- ST-083 Oculari (coppia) WF20x/10 mm.
- ST-084 Oculare micrometrico WF10x/20 mm.

Adattatori foto/video

- ST-089 Adattatore fotografico per macchine fotografiche REFLEX con sensore FULL FRAME.
- ST-090 Adattatore fochettabile C-Mount per sensore 1/3".
- ST-090.1 Adattatore fochettabile C-Mount per sensore 1/2".
- M-173 Adattatore fotografico per macchine Reflex con sensore APS-C e Full Frame.
- M-114 Adattatore C-Mount per sensore 1/2".
- M-116 Adattatore C-Mount per sensore 2/3".
- M-113.1 Anello adattatore, 30mm (per microscopi monoculari e binoculari).



Come collegare la telecamera ai nostri microscopi.

Fare riferimento alla lista adattatori nella Sezione Digitali.

15104 - Detergente speciale per ottiche, 50ml

Detergente per ottiche in vetro, rapido ed efficace.

Deterge senza lasciare né residui né odori.

Ideale per la pulizia di lenti e prismi. 50ml



Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site :www.geass.com

Headquarters and Manufacturing Facilities

OPTIKA® S.r.l. Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALIA - Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435 - info@optikamicroscopes.com

Optika Sales branches

OPTIKA® Spain spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China china@optikamicroscopes.com

OPTIKA USA usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA Hungary hungary@optikamicroscopes.com