






Opzioni: T8 Dispositivo di sollevamento 90° d'alta gamma



Dispositivo di sollevamento d'alta gamma; soddisfa i requisiti NIOSH per quanto riguarda la possibilità d'uso da parte di una singola persona (forza di sollevamento richiesta < 20 kg). Permette una perfetta pulizia della piattaforma.

Disegno



Distributore autorizzato :
Geass S.r.l.
Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino (Italy)
Tel.: +39 011.22.91.578
mail: info@geass.com
web site : www.geass.com

Sartorius AG reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice.

Status: April 2009