





Base di fissaggio

Sistema di fissaggio interno dei data logger per alte temperature per vasi, barattoli, bottiglie, boccette ed altri tipi di confezioni

Il Sistema

La base di fissaggio può essere usata con qualsiasi data logger per alte temperature Tecnosoft, tranne che con il PasteurCyl Radio e lo SterilCyl Radio a causa delle dimensioni. Il kit è composto da una serie di perni di diversa lunghezza cui si applicano alle estremità due basi: una viene fissata alla confezione e sull'altra poggia la base del logger. Il fissaggio avviene tramite una gomma adesiva rimovibile e resistente alle alte temperature e può essere anche usata per fissare il dispositivo direttamente alla confezione.



Si possono fissare tutti i tipi di data logger.



Campi di applicazione



Healthcare



Farmaceutico



Alimentari

La base può essere fissata sul fondo, sulla parete o sul tappo delle confezioni.



E' anche possibile fissare il data logger direttamente sulla parete della confezione.

