MULTIBAY TECNOSOFT





Base di lettura multipla per Datalogger alte temperature, pressione e umidità

La base di lettura Multibay Tecnosoft universale è l'interfaccia di connessione multipla al PC per la programmazione e lettura di tutti i modelli di data logger per alte temperature, inclusi i registratori di pressione (serie PressureDisk) ed umidità (serie RHTemp).

E' possibile collegare fino a 5 datalogger Tecnosoft di ogni modello per poterli avviare e scaricare contemporaneamente.

La base Multibay per Datalogger, Funziona con i software SPD, HumiPressureDisk, TS Manager e, si connette al PC tramite il cavo USB incluso con l'interfaccia. E' possibile collegare e gestire simultaneamente più di un'interfaccia. Durante la connessione il LED multi colore posto i cima alla colonna metallica indicherà le operazioni di comunicazione tra il dispositivo ed il software.

Dispositivi collegabili alla basetta Multibay:

- SterilDisk (tutte le versioni)
- PasteurDisk Can
- SterilDisk Can
- P-Micro (tutte le versioni)
- S-Micro (tutte le versioni)
- S-Disk J (tutte le versioni)
- S-McroW (tutte le versioni)
- P- Radio (tutte le versioni)
- S-Radio (tutte le versioni)
- PressureDisk (tutte le versioni)
- RHTemp (tutte le versioni)
- L-Disk (tutte le versioni)

Comunicazione	USB
Alimentazione	Via USB
Cavo USB	Incluso
Indicatori	LED di status di ogni logger sulla basetta
Software	SPD, HumiPressureDisk, TS Manager
Altro	Mostra la tensione di batteria sul software quando un logger è connesso